


Incuⁱ

Bebek Kuvözü



Türkiye Yetkili Distribütörü: **İNCEKARALAR**
Her şeyimiz insan için... 

İncekaralar Tıbbi Cihazlar Ticaret A.Ş.
1404. Sok. No: 16 N. Akar Mah. Balgat 06520 Ankara
T: 0312 295 25 25 F: 0312 295 25 00
www.incekara.com.tr | incekaraincekara.com.tr

Manufacturer: ATOM MEDICAL CORPORATION
<http://www.atomed.co.jp>

Exporter: ATOM MEDICAL INTERNATIONAL, INC.
Iwakata Bldg., 3-18-16, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN
Phone: + 81 3 3815 2941 Fax: + 81 3 3812 9670/4080

Yeni Nesil

Güvenlik ve kullanım kolaylığı

Günlük bakım gereksinimlerini karşılama



* Çekmece opsiyoneldir.

Temel Özellikler

Kullanım Kolaylığı


Yüksek çalışma performansı ile bebek stresini azaltma

Güvenilir Performans

Bebek küvzünden beklediğiniz herşey

Günlük bakımı destekleyen yapı

Yüksek çalışma performansı



◆ Yer kazandıran dizayn

Çevresel cihazları F-ray üzerine monte edebilme imkanı



◆ Dokunmatik ekran

Dokunmatik renkli LED ekran ile her parametrenin ayrırt edilebilmesi

◆ Trend ekranı

Trend ekranı ile yaşamsal değişimleri ve küvöz içi ortam koşullarını izleyebilme

(Hava/ Cilt sıcaklığı 1.2./ Bağıl nem / Oksijen Konsantrasyonu/ Isıtıcı Çıkışı/ SpO2/ Nabız atım hızı)

◆ Terazi

1 gr'lık hassasiyetle otomatik bebek ağırlığı ölçme



◆ Kompakt dizayn

Kompakt dizaynı ile minimum enfeksiyon riski

Sessiz çalışma özelliği




◆ Sessizce açılıp/kapanan müdahale pencereleri

Yavaş ve sessizce açılıp kapanan müdahale pencereleri ile minimum bebek stresi

◆ Sessiz açılıp/kapanan kapak sistemi

Yavaş ve sessizce açılıp kapanan kapaklar ile minimum bebek stresi



Yüksek performans

Üst düzey bebek güvenliği

◆ Çift kilit sistemi

Kapakların yanlışlıkla açılmasını önleyen çift kilit sistemi



Küvöz içi minimum ısı kaybı


◆ X-ray kaset tepsi

Küvözün kapakları açılmadan küvözün her iki tarafından erişilebilen X-ray kaseti




◆ Müdahale penceresi hava perdesi

Müdahale pencereleri açılrsa bile ısı kayıplarını minimuma indiren hava perdesi özelliği



◆ Mükemmel görüş alanı

Yüksek nem seviyelerinde minimum kondansasyon oluşumu



Enfeksiyonu önleme

◆ Nemlendirme haznesi

Kolayca çıkarılıp temizlenebilen nemlendirme haznesi



◆ Hijyenik yapı

Kolayca çıkarılıp temizlenebilen küvöz parçaları



◆ Eğim verilebilen yatak platformu

Küvöz kapakları açılmadan yatak platformuna kolayca eğim verebilme imkanı



◆ Elektrostatik filtre

Filtre durumunu izleyebilme ve filtreyi kolayca değiştirebilme imkanı



*Resimlerde gösterilen çekmece ve F-ray opsiyoneldir.